




Free Form Seating

sedile regolabile complesso, semplificato

Free Form Seating fornisce uno schienale su misura che cambierà a seconda delle esigenze posturali della persona. Questo sistema regolabile consente a chi lo installa la possibilità di sagomare lo schienale in accordo alle sue esigenze specifiche. A seconda che una persona guadagni o perda peso, che abbia bisogno di maggiore o minore sostegno e nel periodo della crescita, grazie alla possibilità di regolazione dello schienale sarà sempre in grado di adattarsi ad ogni esigenza. Free Form Seating è un vero e proprio sistema personalizzato che può essere installato e adattato ovunque e in qualsiasi momento.



Perché funziona:

- Modellabile in 3D per una distribuzione uniforme della pressione con la possibilità di aumentare il sostegno in qualsiasi punto dello schienale;
- Posizionamento facilmente regolabile in caso di cifosi, scoliosi e altre esigenze di sostegno posturale;
- Si può facilmente aumentare o diminuire la dimensione dei supporti laterali con l'aggiunta o la rimozione dei moduli;
- Angolo, profondità e altezza regolabile;
- Copertura traspirante, lavabile;
- Disponibile in 3 misure preformate, configurazioni personalizzate o fogli interi per l'assemblaggio di qualsiasi conformazione;
- Le opzioni includono una staffa universale di montaggio del poggiatesta, copertine extra e altri componenti del dispositivo;
- Attrezzo per lo sgancio rapido del supporto centrale o del supporto indipendente;
- Moduli in alluminio e agganci di collegamento costituiti da sfere di nylon rinforzate in fibra di vetro creano uno schienale estremamente resistente. È progettato per avere una leggera flessibilità per assorbire le vibrazioni e fornire una sensazione dinamica pur essendo di supporto.

